



MASQUES MEDICAUX 3 PLIS - MODÈLE ENFANTS COLORS EN 14683:2019 + AC:2019 TYPE II R

> 98% DE FILTRATION



X DOCUMENTATION FOURNIE :

Déclaration de conformité établie par le fabricant

X DESCRIPTION DU PRODUIT :

- Masque coloré à usage unique avec barrette nasale
- 3 couches 100% polypropylène non tissé
 - Couche Extérieure - Spunbond - $20-25\text{gr}/\text{m}^2 \pm 2\text{gr}/\text{m}^2$
 - Filtre - Meltblown - $25\text{gr}/\text{m}^2 \pm 2\text{gr}/\text{m}^2$
 - Couche Interne - Spunbond - $20-25\text{gr}/\text{m}^2 \pm 2\text{gr}/\text{m}^2$
- Certifié OEKO-TEX, non toxique, non sensibilisant, non irritant et hypoallergénique

X INFORMATIONS LOGISTIQUES :

- EAN : 3770017244328
- Nombre d'unités par boîte : 50 masques (1 boîte de 10 masques roses + 1 boîte de 10 masques oranges + 1 boîte de 10 masques verts + 1 boîte de 10 masques bleus + 1 boîte de 10 masques violets)
- Chaque boîte de 10 masques a un code barres et peut donc être vendue séparément
- Nombre de boîtes par carton : 48 boîtes
- Dimensions carton : 600 x 400 x 560mm
- Poids carton : 12,5kg