



MASQUES MEDICAUX 3 PLIS - MODÈLE ADULTE - BLEU EN 14683:2019 + AC:2019 TYPE II R

> 98% DE FILTRATION



X DOCUMENTATION FOURNIE :

Déclaration de conformité établie par le fabricant

X DESCRIPTION DU PRODUIT :

- Masque bleu à usage unique avec barrette nasale
- 3 couches 100% polypropylène non tissé
 - Couche Extérieure - Spunbond - 20-25gr/m² ± 2gr/m²
 - Filtre - Meltblown - 25gr/m² ± 2gr/m²
 - Couche Interne - Spunbond - 20-25gr/m² ± 2gr/m²
- Certifié OEKO-TEX, non toxique, non sensibilisant, non irritant et hypoallergénique

X INFORMATIONS LOGISTIQUES :

- EAN : 3770017244458
- Nombre d'unités par boîte : 50 masques
- Nombre de boîtes par carton : 60 boîtes
- Dimensions carton : 600 x 400 x 560mm
- Poids carton : 11,8kg