


FICHE TECHNIQUE

REF. KAR30-8



Fast Measuring
No need to wait for a long time, instant available for measuring the temperature of baby body.



High-sensitivity Infrared Sensor

High-sensitivity infrared sensor receives the infrared light emitted by human body in a short time, measuring temperature data more accurately.



THERMOMÈTRE FRONTAL INFRAROUGE SANS CONTACT MODÈLE E122

PRÉCIS ET FIABLE



X DOCUMENTATION FOURNIE :

Certificat de conformité CE

X CARACTÉRISTIQUES :

- Thermomètre frontal sans contact avec mémorisation de 32 mesures pour un suivi de votre température sur plusieurs jours

X DESCRIPTION DU PRODUIT :

Mémorisations	32 mesures
Puissance de sortie nominale	34.0°C - 43.0°C
Puissance de sortie étendue nominale	32.0°C~33.9°C
Précision de mesure en laboratoire	±0.3°C (34.0°C~43.0°C) ±0.4°C (32.0°C~33.9°C)
Précision d'affichage	0.1°C/°F
Unités de mesure	°C / °F
Distance mesure température	1cm ~5cm
Temps de détection	1s
Temps de mise hors tension automatique	30s

Fonctionnement ambiant	15~40°C, RH≤85% (sans condensation), 70kPa~106kPa
Environnement de stockage	-20~55°C, RH≤93% (sans condensation), 50kPa~106kPa
Dimensions	140 x 40 x 40 (mm)
Poids	About 95g (poids avec piles)
Batterie	AAA x 2, DC 3V
Accessoires	1 x Mode d'emploi Anglais 1 x Mode d'emploi Français
Protection contre les chocs électriques	Équipement à alimentation interne

X INFORMATIONS LOGISTIQUES :

- EAN : 3770017244038
- Nombre d'unités par boîte : 1 thermomètre
- Nombre de boîtes par carton : 8 boîtes
- Dimensions carton : 310 x 200 x 170mm