



## MASQUES MEDICAUX 3 PLIS - MODÈLE ADULTE - BLANC EN 14683:2019 + AC:2019 TYPE II R

> 98% DE FILTRATION



### X DOCUMENTATION FOURNIE :

Déclaration de conformité établie par le fabricant

### X DESCRIPTION DU PRODUIT :

- Masque blanc à usage unique avec barrette nasale
- 3 couches 100% polypropylène non tissé
  - Couche Extérieure - Spunbond -  $20-25\text{gr}/\text{m}^2 \pm 2\text{gr}/\text{m}^2$
  - Filtre - Meltblown -  $25\text{gr}/\text{m}^2 \pm 2\text{gr}/\text{m}^2$
  - Couche Interne - Spunbond -  $20-25\text{gr}/\text{m}^2 \pm 2\text{gr}/\text{m}^2$
- Certifié OEKO-TEX, non toxique, non sensibilisant, non irritant et hypoallergénique

### X INFORMATIONS LOGISTIQUES :

- EAN : 3770017244311
- Nombre d'unités par boîte : 50 masques
- Nombre de boîtes par carton : 60 boîtes
- Dimensions carton : 600 x 400 x 560mm
- Poids carton : 11,8kg